

项目编号/包号：正衡采磋[2023]023号 包一

项目名称：常州市农产品质量安全中心 2023 年试剂耗材采购

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	响应价格	
							单价	合价
1	9mm 透明螺纹口自动进样瓶(带刻度、书写)	CNW	100 只/塑盒, 50 塑盒/纸箱	/	1	盒	61.63	61.63
2	9mm 棕色螺纹口自动进样瓶(带刻度、书写)	CNW	100 只/塑盒, 50 塑盒/纸箱	/	1	盒	70.44	70.44
3	9mm 聚丙烯样品瓶	CNW	100/袋	/	1	包	187.69	187.69
4	兼容 9mm 蓝色开孔拧盖、含 PTFE/硅胶隔垫	CNW	100 个/袋	/	1	袋	88.06	88.06
5	24-400 棕色螺纹口 40mL 样品存储瓶 (EPA 样品瓶) (带书写)	CNW	100 只/纸盒, 4 纸盒/纸箱	/	1	盒	369.81	369.81
6	24-400 隔垫、PTFE/硅胶、超低流失	CNW	100/袋	/	1	袋	200.74	200.74
7	黑色 24-400 实心拧盖、不含隔垫	CNW	100/袋	/	1	袋	42.92	42.92
8	亲水 PTFE 针式过滤器	Anpel	13mm*0.22um, 金色, 100 只/罐	/	1	罐	61.63	61.63
9	有机相尼龙针式过滤器 (绿色)	Anpel	13mm*0.22um, 100 只/罐	/	1	罐	67.38	67.38
10	2mL 无针注射器	Anpel	100 只/包	/	1	包	43.14	43.14
11	散装移液器吸头, PP 材质, 2-200 μ L, 黄色, 未灭菌, 符合 IVD 标准	Brand	1000/包	/	1	包	125.47	125.47

12	300uL 本色吸头、1000/袋	CNW	300uL, 1000/袋	/	1	袋	85.85	85.85
13	散装移液器吸头, PP 材质, 50-1000 μL, 蓝色, 未灭菌, 符合 IVD 标准	Brand	500/包	/	1	包	72.64	72.64
14	散装移液器吸头, PP 材质, 0.5-5 mL, 无色, 未灭菌, 符合 IVD 标准	Brand	200 个/包	/	1	包	237.74	237.74
15	1-10mL 移液器吸头	Brand	100 个/包	/	1	包	211.30	211.30
16	3mL 塑料巴斯德吸管、160mm、未灭菌	CNW	500/箱	/	1	箱	72.64	72.64
17	一次性无粉丁腈手套(9寸, 蓝色, M号)	CNW	100 只/盒	/	1	盒	61.63	61.63
18	封口膜, 125 英尺/卷	Parafilm	4*125 100mm*38m/卷	/	1	卷	194.45	194.45
19	1.5mL 微量尖底离心管	CNW	1000/包	/	1	包	66.04	66.04
20	15mL 尖底离心管	CNW	500/箱	/	1	箱	475.45	475.45
21	50mL 尖底离心管、带底座、500/箱	CNW	500/箱	/	1	箱	561.74	561.74
22	50ml 自立试管 PP	科晶	500/箱	/	1	箱	598.72	598.72
23	Unwire™ 试管架 ResMer™ 制造技术, 16mm, 红色	CNW	1 个, 6*12 孔, 适用于 15ml 离心管	/	1	个	183.02	183.02
24	250ul 带有聚合物支脚的玻璃内插管、适用于广口样品瓶	CNW	100/袋	/	1	袋	295.98	295.98
25	Kimwipes 低尘擦拭纸	金佰利	280 抽/盒	/	1	盒	28.17	28.17
26	定性中性滤纸	Whatman	100 片/盒	/	1	盒	149.68	149.68
27	无黏合剂玻璃微纤维滤纸	Whatman	孔径 1.6um, 直径 110mm, 100 片/盒	/	1	盒	646.77	646.77

28	漏斗, PP, 直径75 毫米, 茎直径10 毫米	VITLAB	1 个, 12 个起订	/	1	个	7.70	7.70
29	40MM 三角漏斗	申迪	40MM	/	1	个	11.55	11.55
30	三角漏斗	申迪	50mm	/	1	个	11.55	11.55
31	100:20ml 聚丙烯 (PP)烧杯、蓝色刻度	VITLAB	1 个, 12 个起订	/	1	个	12.51	12.51
32	10mL 移液管	申迪	10mL	/	1	只	16.36	16.36
33	洗耳球 30ml	申迪	30ml	/	1	个	5.77	5.77
34	洗耳球 90ml	申迪	90ml	/	1	个	7.70	7.70
35	9541 KN95 有机蒸气异味减除及防颗粒物口罩(耳带式)	3M	25 个/盒	/	1	盒	388.90	388.90
36	1000:10ml 聚丙烯蓝色刻度带柄烧杯	VITLAB	1 个	/	1	只	46.68	46.68
37	500:10ml 聚丙烯蓝色刻度带柄烧杯	VITLAB	1 个	/	1	只	34.03	34.03
38	采样杯	SKALAR	1000 个/袋	/	1	袋	1604.20	1604.20
39	Poly-Sery HLB SPE 小柱	CNW	200mg, 6mL/30 个	/	1	盒	1034.71	1034.71
40	dSPE 萃取包 (AOAC 2007.01), 自动袋装缓冲盐, 粉状硫酸镁	CNW	6g 磷酸镁, 1.5g 乙酸钠, 50/盒	/	1	盒	386.47	386.47
41	dSPE 分散固相萃取纯化管(EN 15662: 深色果蔬), 粉状硫酸镁	CNW	150mg MgSO4, 25mg PSA, 7.5mg GCB, 2mL(立式小管)/100 个	/	1	盒	810.44	810.44
42	dSPE 分散固相萃取(EN 15662 萃取管)	CNW	4g 硫酸镁, 1g 氯化钠, 0.5g 柠檬酸氢二钠, 1g 柠檬酸钠, 铝箔袋/50 个	/	1	盒	713.23	713.23
43	dSPE 定制净化管	CNW	300mg MgSO4, 100mg C18, 100mg PSA, 100mg GCB, 15mL/25 pcs	/	1	盒	756.52	756.52
44	Poly-Sery MCX 混合型强阳离子交换 SPE 小柱	CNW	60mg, 3mL/50 个	/	1	盒	711.06	711.06

45	Poly-Sery MCX 混合型强阳离子 交换 SPE 小柱, 粒径 100µm	CNW	500mg, 6mL/30 个	/	1	盒	1109.41	1109.41
46	Poly-Sery HLB SPE 小柱	CNW	60mg, 3mL/50 个	/	1	盒	698.66	698.66
47	Poly-Sery HLB SPE 小柱	CNW	500mg, 10mL/20 个	/	1	盒	1351.45	1351.45
48	BOND Florisil SPE 小柱	CNW	1g, 6mL/30 个	/	1	盒	287.92	287.92
49	BOND 无水硫 酸钠/酸性硅胶/ 硅胶/无水硫酸钠 小柱(GB/T 22331-2008, 水产 产品多氯联苯检测)	CNW	2g/2g/1g/2g, 10mL/20 个	/	1	盒	471.06	471.06
50	Mycosep 226 AflaZon+净化小 柱	Romer	5mL, 25 只/盒, 适合黄曲霉毒素 和玉米赤霉烯 酮, 复杂基质净 化	/	1	盒	2382.25	2382.25
51	OASIS HLB 小 柱, 30um	Waters	150mg/6mL, 30 支/盒	/	1	套	1651.94	1651.94
52	100mL 棕色盖盖 瓶	Simax	100mL	/	1	个	79.25	79.25
53	500mL 棕色盖盖 瓶	Simax	500mL	/	1	个	132.07	132.07
54	1000mL 棕色盖 盖瓶	Simax	1000mL	/	1	个	176.10	176.10
55	2000mL 棕色盖 盖瓶	Simax	2000mL	/	1	个	281.74	281.74
56	100mL 透明盖盖 瓶	Simax	100mL	/	1	个	24.65	24.65
57	500mL 透明盖盖 瓶	Simax	500mL	/	1	个	30.83	30.83
58	1000mL 透明盖 盖瓶	Simax	1000mL	/	1	个	44.02	44.02
59	2000mL 透明盖 盖瓶	Simax	2000mL	/	1	个	105.66	105.66
60	聚丙烯瓶 500mL	CNW	500mL	/	1	个	14.08	14.08
61	聚丙烯瓶 1000mL	CNW	1000mL	/	1	个	19.37	19.37
62	玻璃电极	雷磁	/	/	1	只	95.29	95.29
63	参比电极	雷磁	/	/	1	只	95.29	95.29
64	氟离子电极	雷磁	/	/	1	只	285.87	285.87
65	LC-MS 级甲醇	CNW	4L/瓶	/	1	瓶	353.73	353.73
66	LC-MS 级乙腈	CNW	4L/瓶	/	1	瓶	553.70	553.70

67	HPLC 级甲醇	Merck	4L/瓶	/	1	瓶	246.26	246.26
68	HPLC 级乙腈	Merck	4L/瓶	/	1	瓶	640.28	640.28
69	LC-MS 级甲醇	Merck	2.5L/瓶	/	1	瓶	689.54	689.54
70	LC-MS 级乙腈	Merck	2.5L/瓶	/	1	瓶	2836.94	2836.94
71	HPLC 级乙腈, 梯度级	CNW	4L/瓶	/	1	瓶	264.15	264.15
72	HPLC 级环己烷, ≥99.9%	CNW	4L/瓶	/	1	瓶	356.60	356.60
73	HPLC 级正己烷, 95%	CNW	4L/瓶	/	1	瓶	368.06	368.06
74	HPLC 级异丙醇	Merck	4L/瓶	/	1	瓶	572.30	572.30
75	(易制毒三类)HPLC 级丙酮	CNW	4L/瓶	/	1	瓶	419.26	419.26
76	HPLC 级乙酸乙酯	CNW	4L/瓶	/	1	瓶	394.16	394.16
77	HPLC 级乙醇	CNW	4L/瓶	/	1	瓶	409.74	409.74
78	HPLC 级乙酸, ≥99.7%	CNW	500mL (蛭石) / 瓶	/	1	瓶	264.15	264.15
79	HPLC 级甲酸	CNW	500mL/瓶	/	1	瓶	465.55	465.55
80	HPLC 级磷酸	CNW	500mL/瓶	/	1	瓶	308.17	308.17
81	HPLC 级二甲基亚砜, DMSO	CNW	500mL/瓶	/	1	瓶	231.00	231.00
82	HPLC 级氨水, 氢氧化铵, ≥25%(NH3)	CNW	250ml (蛭石) / 瓶	/	1	瓶	318.35	318.35
83	HPLC 级三乙胺, ≥99.5%	CNW	500mL (蛭石) / 瓶	/	1	瓶	264.15	264.15
84	乙基溴化镁, 1M 溶于四氢呋喃	Acros	100mL/瓶	/	1	瓶	557.45	557.45
85	(低苯级)二硫化碳, ≥99.9%, 可用于苯系物分析	CNW	500ml/瓶	/	1	瓶	577.52	577.52
86	四氟乙烯, 红外分析专用, 适用于 HJ637-2018	CNW	500mL/瓶	/	1	瓶	252.67	252.67
87	二丁胺, 99.0%(GC&T)	TCI	500ML/瓶	/	1	瓶	245.45	245.45
88	碘甲烷(含稳定剂铜屑), >99.5%(GC)	TCI	10ml/瓶	/	1	瓶	279.14	279.14
89	TraceMetal 氢氟酸 (塑料瓶), 47-51%, 金属元素杂质含量为 ppb 级别	Fisher	500mL/瓶	/	1	瓶	1285.49	1285.49

90	1-庚烷磺酸钠 (不含结晶水), 离子对试剂, ≥98.0%	CNW	25g/瓶	/	1	瓶	440.24	440.24
91	HPLC 级乙酸铵, ≥98.0%	CNW	250g/瓶	/	1	瓶	581.11	581.11
92	HPLC 磷酸氢二钠	CNW	100g/瓶	/	1	瓶	233.33	233.33
93	HPLC 级甲酸铵, ≥97.0%	CNW	50g/瓶	/	1	瓶	251.58	251.58
94	三氯乙酸, ACS, ≥99.0%	CNW	100g/瓶	/	1	瓶	267.11	267.11
95	乙二胺四乙酸二钠盐二水合物, EDTA 二钠盐, ACS, 99.0-101.0%	CNW	100g/瓶	/	1	瓶	179.03	179.03
96	2-硝基苯甲醛, ≥98.0%	CNW	25g/瓶	/	1	瓶	356.62	356.62
97	柠檬酸二钠倍半水合物(for analysis), ≥99.0%	CNW	500g/瓶	/	1	瓶	473.11	473.11
98	HPLC 级磷酸二氢铵, ≥98.0%	CNW	50g/瓶	/	1	瓶	169.05	169.05
99	磷酸二氢钠一水化合物, ACS, Reag. Ph. Eur., 98.0-102.0%	CNW	250g/瓶	/	1	瓶	151.60	151.60
100	HPLC 级磷酸氢二钾	CNW	250g/瓶	/	1	瓶	409.42	409.42
101	磷酸二氢钾, 基准试剂, 美国 Fisher	Acros	500g/瓶	/	1	瓶	344.58	344.58
102	硼氢化钾	CNW	100g/瓶	/	1	瓶	193.71	193.71
103	聚乙二醇	Alfa	100g/瓶	/	1	瓶	176.10	176.10
104	氯化钾	CNW	100g/瓶	/	1	瓶	57.23	57.23
105	亚硝酸钠	Alfa	100g/瓶	/	1	瓶	299.37	299.37
106	尿素	Alfa	500g/瓶	/	1	瓶	193.71	193.71
107	甲胺盐酸盐	CNW	50g/瓶	/	1	瓶	179.62	179.62
108	乙二醇, 99.5%	TCI	500g/瓶	/	1	瓶	304.92	304.92
109	酚酞, ≥98.0%	CNW	100g/瓶	/	1	瓶	263.00	263.00
110	L-(+)-古洛糖酸γ-内酯, ≥98.0%	CNW	1g/瓶	/	1	瓶	202.97	202.97
111	硝酸镉(III)六水合物, 99.9%	Adamas	500g/瓶	/	1	瓶	276.34	276.34
112	(易制爆) 硝酸钠, ACS, 99.0% 最低	Alfa	25g/瓶	/	1	瓶	404.26	404.26

113	4-硝基苯胺, 98%	Alfa	250g/瓶	/	1	瓶	250.25	250.25
114	L-半胱氨酸, ≥98.0%	CNW	5g/瓶	/	1	瓶	115.51	115.51
115	四丁基硫酸氢铵, ≥98.0%	CNW	100g/瓶	/	1	瓶	525.53	525.53
116	BOND Carbon-GCB 石墨化碳黑, 120-400目	CNW	10g/瓶	/	1	瓶	547.92	547.92
117	羟胺盐酸盐, 99%	CNW	50g/瓶	/	1	瓶	270.71	270.71
118	四丁基溴化铵, 离子对试剂, >98.0%	CNW	100g/瓶	/	1	瓶	604.95	604.95
119	D-(+)-葡萄糖, ≥98.0%(α+β)	CNW	5g/瓶	/	1	瓶	67.13	67.13
120	液相填料 Amberlite XAD-2	Sigma	100g/瓶 (2-8℃保存)	/	1	瓶	440.83	440.83
121	对硝基苯胺	阿拉丁	AR, ≥99%, 100g/瓶	/	1	瓶	48.13	48.13
122	硫代硫酸钠, 五水 GR, ≥99.5%	阿拉丁	500g	/	1	瓶	48.62	48.62
123	巴比妥酸 98%	阿拉丁	100g	/	1	瓶	102.09	102.09
124	N,N-二乙基-对苯二胺 硫酸盐	阿拉丁	AR-98%, 25G	/	1	瓶	93.33	93.33
125	苯酚, 98.0%(GC)	TCI	25G	/	1	瓶	131.26	131.26
126	异烟肼, 4-吡啶乙酰胺, 98%	Alfa Aesar	50g	/	1	瓶	108.88	108.88
127	2-氯苯甲醛, ≥99.0%	CNW	100g	/	1	瓶	185.94	185.94
128	偏磷酸, 40-50%, NaPO ₃ (50-60%) 为稳定剂	CNW	100g	/	1	瓶	569.50	569.50
129	HPLC 级异辛烷, 三甲基戊烷	CNW	1L	/	1	瓶	185.94	185.94
130	凯氏定氮催化剂 (消化片)	FOSS	1000片/盒	/	1	盒	3694.52	3694.52
131	过硫酸钾	Sigma	250g/瓶	/	1	瓶	149.68	149.68
132	己烯雌酚试剂盒	BI00	96孔/盒	/	1	盒	3081.66	3081.66
133	氯霉素试剂盒	BI00	96孔/盒	/	1	盒	1760.94	1760.94
134	四环素试剂盒	Randox	96孔/盒	/	1	盒	2993.62	2993.62
135	黄曲霉毒素 B1 检测试剂盒	Romer	96孔/盒	/	1	盒	3081.66	3081.66
136	β-内酰胺酶测试条	博欧实德	/	/	1	罐	2817.53	2817.53
合计: 56695.73 (大写: 伍万陆仟陆佰玖拾伍元柒角叁分)								

分项报价表（包二）

项目编号/包号：正衡采磋[2023]023号 包二

项目名称：常州市农产品质量安全中心 2023 年试剂耗材采购

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	响应价格	
							单价	合价
1	*水质六价铬标准品	环境保护部标准样品研究所	20mL/支	/	1	支	45.74	45.74
2	*水质化学需氧量标准品	环境保护部标准样品研究所	20mL/支	/	1	支	45.74	45.74
3	*水质氯化物标准品	环境保护部标准样品研究所	20mL/支	/	1	支	45.74	45.74
4	*水质总磷标准品	环境保护部标准样品研究所	20mL/支	/	1	支	45.74	45.74
5	*水质总氮标准品	环境保护部标准样品研究所	20mL/支	/	1	支	45.74	45.74
6	*水质氨氮标准品	环境保护部标准样品研究所	20mL/支	/	1	支	45.74	45.74
7	*水质硝酸盐标准品	环境保护部标准样品研究所	20mL/支	/	1	支	45.74	45.74
8	*水质挥发酚标准品	环境保护部标准样品研究所	20mL/支	/	1	支	45.74	45.74
9	*水质硫化物标准品	环境保护部标准样品研究所	20mL/支	/	1	支	85.76	85.76
10	*水质总硬度标准品	环境保护部标准样品研究所	20mL/支	/	1	支	45.74	45.74
11	*水质氯化物标准品	环境保护部标准样品研究所	20mL/支	/	1	支	45.74	45.74
12	*水质总铬标准品	环境保护部标准样品研究所	20mL/支	/	1	支	45.74	45.74
13	*水质 PH 标准品	环境保护部标准样品研究所	20mL/支	/	1	支	45.74	45.74
14	*水质高锰酸盐标准品	环境保护部标准样品研究所	20mL/支	/	1	支	45.74	45.74
15	*水质生化需氧量标准品	环境保护部标准样品研究所	20mL/支	/	1	支	45.74	45.74
16	*水质溶解性总固体标准品	环境保护部标准样品研究所	20mL/支	/	1	支	61.94	61.94

17	*水质总氰化物标准品	环境保护部标准样品研究所	20mL/支	/	1	支	71.46	71.46
18	*水质二氧化硫标准品	环境保护部标准样品研究所	20mL/支	/	1	支	71.46	71.46
19	*水质硫酸盐标准品	环境保护部标准样品研究所	20mL/支	/	1	支	45.74	45.74
20	*四氯化碳中石油类标准品	环境保护部标准样品研究所	5mL/支	/	1	支	142.94	142.94
21	*水中硝酸盐氮-标液	环境保护部标准样品研究所	500mg/L, 20ml	/	1	瓶	46.68	46.68
22	*水中亚硝酸盐-标液	环境保护部标准样品研究所	100mg/L, 20ml	/	1	瓶	46.68	46.68
23	* 四氯乙烯中石油类 (红外法) 10ml 有机物监测标样	环境保护部标准样品研究所	10mL 棕色安瓿瓶	/	1	瓶	189.60	189.60
24	氢氧化钾标准滴定溶液, c(KOH)=0.1mol/L (0.1N)	Anpel	500ml	/	1	瓶	54.69	54.69
25	硫代硫酸钠滴定溶液标准物质, c(Na2S2O3)=0.1mol/L(0.1N)	Anpel	500ml	/	1	瓶	94.79	94.79
26	KMnO4 滴定溶液标准物质, c(1/5KMnO4)=0.1mol/L(0.1N)	Anpel	500ml	/	1	瓶	94.79	94.79
27	EDTA 二钠滴定溶液标准物质, c(EDTA)=0.1mol/L(0.1N)	Anpel	500ml	/	1	瓶	94.79	94.79
28	碘标准滴定溶液, c(1/2I2)=0.1mol/L (0.1N)	Anpel	500ml	/	1	瓶	123.96	123.96
29	水中氟成分分析标准物质	Anpel	50.0µg/ml, 40ml/瓶	/	1	瓶	144.37	144.37
30	亚硝酸盐氮溶液标准物质	海岸鸿蒙	50µg/mL 溶于 H2O, 20mL/瓶	/	1	瓶	46.20	46.20
31	福尔马肼浑浊度标准物质	海岸鸿蒙	400NTU 溶于 H2O, 100mL	/	1	瓶	116.67	116.67
32	铂钴色度溶液标准物质	海岸鸿蒙	500 度溶于 10%HCL, 45mL	/	1	瓶	233.34	233.34
33	*苯酚溶液 标准品	环境保护部标准样品研究所	20mL/支	/	1	支	85.76	85.76

34	饲料中粗蛋白、粗灰分、粗脂肪、粗纤维 标准物质	中国检验检疫科学研究院测试评价中心	80g~100g/瓶	/	1	瓶	1072.0 1	1072.0 1
35	小麦粉中水分、灰分 标准物质	中国检验检疫科学研究院测试评价中心	80g~100g/瓶	/	1	瓶	1072.0 1	1072.0 1
36	小麦粉中水分、粗蛋白、粗灰分 标准物质	中国检验检疫科学研究院测试评价中心	80g~100g/瓶	/	1	瓶	1072.0 1	1072.0 1
37	土壤有效态成分分析标准物质	中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所	500g/瓶	/	1	瓶	1334.0 6	1334.0 6
38	食用油中酸价、过氧化值 标准物质	中国检验检疫科学研究院测试评价中心	100g/瓶	/	1	瓶	1072.0 1	1072.0 1
39	米粉（低淀粉水平）标准品	IRMM	10g/瓶	/	1	瓶	2021.2 9	2021.2 9
40	米粉（中淀粉水平）标准品	IRMM	10g/瓶	/	1	瓶	2021.2 9	2021.2 9
41	米粉（高淀粉水平）标准品	IRMM	10g/瓶	/	1	瓶	2021.2 9	2021.2 9
42	阴离子表面活性剂（以十二烷基苯磺酸钠计）溶液标准物质	中国计量院	1000µg/ml, 15ml/瓶	/	1	瓶	96.25	96.25
43	松嫩平原土壤成分分析标准物质	中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所	70g/瓶	/	1	瓶	371.63	371.63
44	黄土成分分析标准物质	中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所	70g/瓶	/	1	瓶	495.50	495.50
45	大米粉成分分析标准物质	中国计量院	35g/瓶	/	1	瓶	1176.8 2	1176.8 2
46	菌落总数（冻干粉）	中国检验检疫科学研究院测试评价中心	真空西林瓶装	/	1	支	1072.0 1	1072.0 1
47	大肠菌群（定量）（冻干粉）	中国检验检疫科学研究院测试评价中心	真空西林瓶装	/	1	支	1072.0 1	1072.0 1
48	大肠埃希菌（定量）（冻干粉）	中国检验检疫科学研究院测试评价中心	真空西林瓶装	/	1	支	1072.0 1	1072.0 1

49	粪大肠菌群（定量）（冻干粉）	中国检验检疫科学研究院测试评价中心	真空西林瓶装	/	1	支	1072.0 1	1072.0 1
50	金黄色葡萄球菌（阳性）（冻干粉）	中国检验检疫科学研究院测试评价中心	真空西林瓶装	/	1	支	1072.0 1	1072.0 1
51	金黄色葡萄球菌（阴性）（冻干粉）	中国检验检疫科学研究院测试评价中心	真空西林瓶装	/	1	支	1072.0 1	1072.0 1
52	金黄色葡萄球菌（定量）（冻干粉）	中国检验检疫科学研究院测试评价中心	真空西林瓶装	/	1	支	1072.0 1	1072.0 1
53	沙门氏菌（阳性）（冻干粉）	中国检验检疫科学研究院测试评价中心	真空西林瓶装	/	1	支	1072.0 1	1072.0 1
54	沙门氏菌（阴性）（冻干粉）	中国检验检疫科学研究院测试评价中心	真空西林瓶装	/	1	支	1072.0 1	1072.0 1
55	志贺氏菌（阳性）（冻干粉）	中国检验检疫科学研究院测试评价中心	真空西林瓶装	/	1	支	1072.0 1	1072.0 1
56	志贺氏菌（阴性）（冻干粉）	中国检验检疫科学研究院测试评价中心	真空西林瓶装	/	1	支	1072.0 1	1072.0 1
57	霉菌和酵母菌计数（冻干粉）	中国检验检疫科学研究院测试评价中心	真空西林瓶装	/	1	支	1072.0 1	1072.0 1
58	耐热大肠菌群（生活饮用水）	中国检验检疫科学研究院测试评价中心	真空西林瓶装	/	1	支	1072.0 1	1072.0 1
59	大肠埃希氏菌（生活饮用水）	中国检验检疫科学研究院测试评价中心	真空西林瓶装	/	1	支	1072.0 1	1072.0 1
60	菌落总数（生活饮用水）	中国检验检疫科学研究院测试评价中心	真空西林瓶装	/	1	支	1072.0 1	1072.0 1
61	总大肠菌群（生活饮用水）	中国检验检疫科学研究院测试评价中心	真空西林瓶装	/	1	支	1072.0 1	1072.0 1
62	铅(Pb)ICP-MS 标准溶液, 1000mg/L±0.3%溶于 2% HNO3	o2si	100mL/瓶	/	1	瓶	326.88	326.88

63	汞(Hg)ICP-MS 标准溶液, 1000mg/L±0.3%溶于 2% HNO3	o2si	100mL/瓶	/	1	瓶	326.88	326.88
64	镉(Cd)ICP-MS 标准溶液, 1000mg/L±2%溶于 2% HNO3	o2si	100mL/瓶	/	1	瓶	326.88	326.88
65	砷(As)ICP-MS 标准溶液, 1000mg/L±0.3%溶于 2% HNO3	o2si	100mL/瓶	/	1	瓶	326.88	326.88
66	锗(Ge)ICP-MS 标准溶液, 1000mg/L溶于 1% HNO3	o2si	100mL/瓶	/	1	瓶	326.88	326.88
67	铜(Cu)ICP-MS 标准溶液, 1000mg/L±0.3%溶于 2% HNO3	o2si	100mL/瓶	/	1	瓶	326.88	326.88
68	铁(Fe)ICP-MS 标准溶液, 1000mg/L±0.3%溶于 2% HNO3	o2si	100mL/瓶	/	1	瓶	326.88	326.88
69	锰(Mn)ICP-MS 标准溶液, 1000mg/L±0.3%溶于 2% HNO3	o2si	100mL/瓶	/	1	瓶	326.88	326.88
70	铬(Cr)ICP-MS 标准溶液, 1000mg/L±2%溶于 2% HNO3	o2si	100mL/瓶	/	1	瓶	326.88	326.88
71	镍(Ni)ICP-MS 标准溶液, 1000mg/L±2%溶于 2% HNO3	o2si	100mL/瓶	/	1	瓶	363.11	363.11
72	锌(Zn)ICP-MS 标准溶液, 1000mg/L±2%溶于 2% HNO3	o2si	100mL/瓶	/	1	瓶	333.05	333.05
73	硫(S)ICP-MS 标准溶液, 1000mg/L±0.3%溶于 H2O	o2si	100mL/瓶	/	1	瓶	333.05	333.05
74	砷(As5+)ICP-MS 标准溶液 1, 000 mg/L in H2O, 100 mL	o2si	100mL	/	1	瓶	411.26	411.26

75	砷(As3+)ICP-MS标准溶液, 1000mg/L+2%溶于2% HCl	o2si	100mL	/	1	瓶	411.26	411.26
76	氯化甲基汞标准品	o2si	1mL/瓶	/	1	瓶	466.65	466.65
77	甲基汞溶液标准物质	计量院	2mL/瓶	/	1	瓶	571.33	571.33
78	土壤成分分析标准物质	计量院	70g/瓶	/	1	瓶	484.26	484.26
79	紫菜中砷、铅、镉成分分析标准物质	计量院	18g/瓶	/	1	瓶	792.43	792.43
80	扇贝成分分析标准物质	计量院	12g/瓶	/	1	瓶	726.40	726.40
81	生物成分分析标准物质-胡萝卜	计量院	35g/瓶	/	1	瓶	726.40	726.40
82	米粉中重金属标准物质	IRMM	15g/瓶	/	1	瓶	2641.43	2641.43
83	5种ICP-MS混标(AS/CU/PB/CR/CD)	o2si	100mL/瓶	/	1	瓶	1320.71	1320.71
84	ICP-MS调谐液	o2si	500mL/瓶	/	1	瓶	1584.86	1584.86
85	26种元素质量控制ICP-MS混标, 溶于5% HNO3 + Tr HF	o2si	100mL/瓶	/	1	瓶	2006.81	2006.81
86	圆白菜粉基质中镉(Cd)质控样	中食国实	10g/瓶	/	1	瓶	1067.25	1067.25
87	菠菜粉基质中铅(Pb)质控样	中食国实	10g/瓶	/	1	瓶	1067.25	1067.25
88	菠菜粉基质中汞(Hg)质控样	中食国实	10g/瓶	/	1	瓶	1067.25	1067.25
89	饲料基质中铅质控样	中食国实	20g/瓶	/	1	瓶	867.14	867.14
90	饲料基质中总砷质控样	中食国实	20g/瓶	/	1	瓶	867.14	867.14
91	饲料钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠、锌理化类质控样品铝箔袋真空包装	中国检科院	80g/瓶	/	1	瓶	1072.01	1072.01
92	水质监测标准物质-铅(标样)	环境保护部标准样品研究所	20mL/瓶	/	1	瓶	57.18	57.18
93	水质标样-砷, 有证书	环境保护部标准样品研究所	20mL/瓶	/	1	瓶	76.24	76.24

94	水质标样-汞	环境保护部标准样品研究所	20mL/瓶	/	1	瓶	76.24	76.24
95	水质标样-镉, 有证书	环境保护部标准样品研究所	20mL/瓶	/	1	瓶	76.24	76.24
96	8种有机氯农药混标(生活饮用水GB/T 5750.9-2023)标准品	o2si	100mg/L 于甲苯, 1mL/瓶	/	1	瓶	350.42	350.42
97	PBC 198(八氯联苯)标准品	o2si	1mL/支	/	1	支	250.93	250.93
98	定制混标 65 标准品	o2si	1mL/支	/	1	支	293.19	293.19
99	7种PCB混标(28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)(HJ743)	o2si	10 mg/L 于异辛烷, 1mL/瓶	/	1	瓶	211.30	211.30
100	18种多环芳烃混标(ZEK 01.4-08文件、GB36246-2018)标准品	o2si	1000mg/L 于二氯甲烷, 1mL/瓶	/	1	瓶	794.80	794.80
101	6种邻苯二甲酸酯混标	o2si	1mL/支	/	1	支	396.21	396.21
102	外环氧七氯B标准品	Dr	纯品型, 有证书, 10mg/瓶	/	1	瓶	457.34	457.34
103	内环氧七氯A标准品	Dr	纯品型, 有证书, 10mg/瓶	/	1	瓶	925.33	925.33
104	内环氧七氯A标准品	Anpel	100mg/L 于正己烷, 1mL/瓶	/	1	瓶	34.48	34.48
105	氯硝胺/2, 6-二氯-4-硝基苯胺标准品	Dr	0.25g/瓶	/	1	瓶	283.86	283.86
106	D-山梨糖醇(山梨醇)标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	/	1	瓶	356.77	356.77
107	甲代森锌(丙森锌)标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	/	1	瓶	317.13	317.13
108	五氯苯酚钠水合物标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	/	1	瓶	535.14	535.14
109	代森锰锌标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	/	1	瓶	356.77	356.77
110	氯羟吡啶/克球酚/二氯二甲吡啶酚标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	/	1	瓶	961.28	961.28
111	克螨特/炔螨特标准品	Anpel	100mg/L 于甲醇, 1mL/瓶	/	1	瓶	34.48	34.48

112	溴螨酯 标准品	Anpel	100mg/L 于乙酸乙酯, 1mL/瓶	/	1	瓶	55.16	55.16
113	6-苄氨基嘌呤(6-苄基腺嘌呤) 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	/	1	瓶	366.68	366.68
114	beta-氯氟菊酯/高效氯氟菊酯(异构体混合物) 标准品	Anpel	100mg/L 于正己烷, 1mL/瓶	/	1	瓶	55.16	55.16
115	敌百虫(三氯松) 标准品	Anpel	100mg/L 于丙酮, 1mL/瓶	/	1	瓶	34.48	34.48
116	咪鲜胺锰盐 标准品	Anpel	纯度 98%, 10mg/瓶	/	1	瓶	118.21	118.21
117	抗蚜威 标准品	Anpel	100mg/L 于甲醇, 1mL/瓶	/	1	瓶	34.48	34.48
118	啮虫酰胺 标准品	Anpel	100mg/L 于乙腈, 1ml/瓶	/	1	瓶	55.16	55.16
119	α -硫丹 标准品	Anpel	100mg/L 于丙酮, 1ml/瓶	/	1	瓶	55.16	55.16
120	β -硫丹 标准品	Anpel	100mg/L 于丙酮, 1ml/瓶	/	1	瓶	55.16	55.16
121	硫丹硫酸盐 标准品	Anpel	100mg/L 于丙酮, 1ml/瓶	/	1	瓶	55.16	55.16
122	顺-氯丹(α) 标准品	Anpel	100mg/L 于正己烷, 1ml/瓶	/	1	瓶	55.16	55.16
123	反-氯丹(γ) 标准品	Anpel	100mg/L 于正己烷, 1ml/瓶	/	1	瓶	55.16	55.16
124	七氯 标准品	Anpel	100mg/L 于正己烷, 1ml/瓶	/	1	瓶	34.48	34.48
125	甲基硫环磷 标准品	Anpel	100mg/L 于丙酮, 1ml/瓶	/	1	瓶	55.16	55.16
126	氯唑磷 标准品	Anpel	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	/	1	瓶	55.16	55.16
127	苯线磷(克线磷) 标准品	Anpel	100mg/L 于乙酸乙酯, 1ml/瓶	/	1	瓶	55.16	55.16
128	磷胺 标准品	Anpel	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	/	1	瓶	55.16	55.16
129	丁硫克百威 标准品	Anpel	1000mg/L 于甲醇, 1.2ml/瓶	/	1	瓶	136.92	136.92
130	乙霉威 标准品	Anpel	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	/	1	瓶	55.16	55.16
131	杀线威 标准品	Anpel	100mg/L 于乙酸乙酯, 1ml/瓶	/	1	瓶	55.16	55.16
132	甲基托布津/甲基硫菌灵 标准品	Anpel	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	/	1	瓶	55.16	55.16
133	胡椒基丁醚, 增效醚 标准品	Anpel	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	/	1	瓶	97.52	97.52

134	敌菌灵 标准品	Anpel	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	/	1	瓶	55.16	55.16
135	双苯氟脒 标准品	Anpel	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	/	1	瓶	55.16	55.16
136	氟霜唑 标准品	Anpel	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	/	1	瓶	55.16	55.16
137	赛普洛/啉菌环胺 标准品	Anpel	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	/	1	瓶	55.16	55.16
138	恶唑菌酮 标准品	Anpel	100mg/L 于丙酮, 1ml/瓶	/	1	瓶	55.16	55.16
139	克菌丹 标准品	Anpel	100mg/L 于丙酮, 1ml/瓶	/	1	瓶	55.16	55.16
140	灭菌丹 标准品	Anpel	100mg/L 于丙酮, 1ml/瓶	/	1	瓶	34.48	34.48
141	福美双/双硫胺甲酰 标准品	Anpel	100mg/L 于乙醇, 1ml/瓶	/	1	瓶	55.16	55.16
142	苯酰菌胺 标准品	Anpel	100mg/L 于正己烷, 1ml/瓶	/	1	瓶	55.16	55.16
143	噻氮灵 标准品	Anpel	100mg/L 于丙酮, 1ml/瓶	/	1	瓶	55.16	55.16
144	甲基立枯磷 标准品	Anpel	100mg/L 于正己烷, 1ml/瓶	/	1	瓶	55.16	55.16
145	戊菌唑、配那唑、笔菌唑 标准品	Anpel	100mg/L 于正己烷, 1ml/瓶	/	1	瓶	97.52	97.52
146	精甲霜灵 标准品	Anpel	100mg/L 于乙醇, 1ml/瓶	/	1	瓶	55.16	55.16
147	苯霜灵、酰胺菌酯、灭菌安、苯那拉斯尔 标准品	Anpel	100mg/L 于乙醇, 1ml/瓶	/	1	瓶	55.16	55.16
148	恶霜灵 标准品	Anpel	100μg/mL 于甲醇, 1ml/瓶	/	1	瓶	83.73	83.73
149	己唑醇 标准品	Anpel	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	/	1	瓶	34.48	34.48
150	伏虫隆(氟苯脒) 标准品	Anpel	100mg/L 于丙酮, 1ml/瓶	/	1	瓶	34.48	34.48
151	腈菌唑 标准品	Anpel	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	/	1	瓶	55.16	55.16
152	苯丁锡 标准品	Anpel	100mg/L 于丙酮, 1ml/瓶	/	1	瓶	55.16	55.16
153	联苯肼酯 标准品	Anpel	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	/	1	瓶	97.52	97.52
154	克螨特/炔螨特 标准品	Anpel	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	/	1	瓶	34.48	34.48
155	敌草快(杀草快) 标准品	Anpel	100mg/L 于水, 1ml/瓶	/	1	瓶	55.16	55.16
156	乙烯利(乙烯磷) 标准品	Anpel	100mg/L 于乙醇, 1ml/瓶	/	1	瓶	55.16	55.16

157	噻节因 标准品	Anpel	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	/	1	瓶	55.16	55.16
158	2, 3, 5, 6-四氯硝基苯 标准品	Anpel	100mg/L 于乙醇, 1ml/瓶	/	1	瓶	55.16	55.16
159	精恶唑禾草灵 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	/	1	瓶	755.14	755.14
160	代森联 (9006-42-2) 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	/	1	瓶	361.61	361.61
161	氯苯胺磷 标准品	Dr	100 ng/ul 于乙腈, 1 ml/瓶	/	1	瓶	105.74	105.74
162	甲苯氟磺胺 标准品	Dr	100 ng/ul 于环己烷, 1 ml/瓶	/	1	瓶	73.20	73.20
163	烯草酮 标准品	o2si	100mg/L 于乙腈, 1 ml/瓶	/	1	瓶	252.67	252.67
164	Fleroxacin-D3 hydrochloride	Witega	10mg/瓶	/	1	瓶	1796.21	1796.21
165	代森铵 标准品	Chemservice	100Mg/瓶	/	1	瓶	664.14	664.14
166	双甲脒 标准品	Anpel	100mg/L 于乙腈, 1ml/瓶	/	1	瓶	34.48	34.48
167	4, 4'-DDT (P, P'-滴滴涕) 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.1g	/	1	瓶	762.78	762.78
168	2, 4'-DDT (O, P'-滴滴涕) 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 50mg	/	1	瓶	1482.58	1482.58
169	4, 4'-DDE 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.1g	/	1	瓶	547.91	547.91
170	4, 4'-DDD 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.25g	/	1	瓶	547.91	547.91
171	苯氧菊酯 (亚胺菌, 醚菌酯) 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.1g	/	1	瓶	1160.28	1160.28
172	毒死蜱 -D10(diethyl D10) 标准品	Dr	100 ng/uL 于丙酮, 1mL/瓶	/	1	瓶	1030.65	1030.65
173	福美锌, 100 g/mL 于甲醇 标准品	AccuStandard	100 µg/mL 于甲醇, 1mL/瓶	/	1	瓶	151.36	151.36
174	菌素络合指示剂, 3-菌素甲基胺-N,N-二乙酸,	Adamas	1g/瓶	/	1	瓶	114.35	114.35
175	二甲硝咪唑(迪美唑, 地美硝唑) 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	/	1	瓶	346.86	346.86

176	16种磺胺类混标 (GB/T 20759-2006 畜禽 肉中十六种磺胺 类药物残留量的 测定) 标准品	o2si	100 mg/L 于甲 醇, 1 mL/瓶	/	1	瓶	3087.1 7	3087.1 7
177	18种磺胺类药物 混标, 100ppm(农 业部公告第 1025 号-23-2008 (18 种))	FirstStandard	100ppm, 1 mL/ 瓶	/	1	瓶	1804.7 3	1804.7 3
178	17种磺胺药物混 标(农业部 1077 号公告-1-2008)	Anpel	100mg/L 于甲 醇, 1ml	/	1	瓶	1477.5 8	1477.5 8
179	18种磺胺药物混 标(农业部 1025 号公告)	Anpel	100mg/L 于甲 醇, 1ml	/	1	瓶	1239.6 2	1239.6 2
180	15种唑诺酮混标 (农业部 1077 号 公告-1-2008)	Anpel	100ppm, 1mL/ 瓶	/	1	瓶	1083.5 6	1083.5 6
181	*磺胺间甲氧嘧啶 钠 [CAS:38006-08-5] 标准品	Dr	纯品型, 有证 书, 0.1g/瓶	/	1	瓶	695.93	695.93
182	*磺胺异恶唑钠 标准品	Dr	纯品型, 有证 书, 0.1g/瓶	/	1	瓶	1061.1 5	1061.1 5
183	*磺胺嘧啶 标准 品	Dr	纯品型, 有证 书, 0.25g/瓶	/	1	瓶	375.06	375.06
184	*磺胺甲基嘧啶 标准品	Dr	纯品型, 有证 书, 0.25g/瓶	/	1	瓶	429.95	429.95
185	*磺胺多辛(周效 磺胺, 磺胺邻二甲 氧嘧啶) 标准品	Dr	纯品型, 有证 书, 0.1g/瓶	/	1	瓶	375.06	375.06
186	*磺胺嘧啶 标准 品	Dr	纯品型, 有证 书, 0.1g/瓶	/	1	瓶	375.06	375.06
187	*磺胺胍(磺胺脒) 一水合物 标准品	Dr	纯品型, 有证 书, 0.1g/瓶	/	1	瓶	935.97	935.97
188	*磺胺二甲异恶唑/ 磺胺异恶唑 标准 品	Dr	纯品型, 有证 书, 0.25g/瓶	/	1	瓶	510.52	510.52
189	*磺胺-5-甲氧嘧啶 标准品	Dr	纯品型, 有证 书, 0.25g/瓶	/	1	瓶	595.61	595.61
190	*磺胺索嘧啶 标 准品	Dr	纯品型, 有证 书, 100mg/瓶	/	1	瓶	755.14	755.14
191	*磺胺间二甲氧基 嘧啶-D6 标准品	Witega	10mg/瓶	/	1	瓶	528.30	528.30

192	*磺胺甲恶唑-13C6 标准品	Witega	10mg	/	1	瓶	1553.98	1553.98
193	*环丙沙星(盐酸盐) 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶(4℃保存)	/	1	瓶	695.93	695.93
194	*培氟沙星甲磺酸盐 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.1g	/	1	瓶	590.88	590.88
195	* 盐酸恩诺沙星-D5 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 10mg	/	1	瓶	2965.15	2965.15
196	14种喹诺酮类药物混标 (GB/T 21312-2007)	Anpel	100mg/L 于甲醇, 1ml	/	1	瓶	875.02	875.02
197	*恩诺沙星 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	/	1	瓶	787.05	787.05
198	*沙拉沙星盐酸盐 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	/	1	瓶	1297.58	1297.58
199	*诺氟沙星 标准品	Dr	0.1g/瓶	/	1	瓶	1056.56	1056.56
200	*培氟沙星二水甲磺酸盐 标准品	Dr	0.1g/瓶	/	1	瓶	448.17	448.17
201	*氧氟沙星 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	/	1	瓶	604.52	604.52
202	*氟罗沙星 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	/	1	瓶	1340.13	1340.13
203	*双氟沙星盐酸盐 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	/	1	瓶	744.51	744.51
204	*依诺沙星/氟吡酮 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	/	1	瓶	1084.86	1084.86
205	*氟甲唑标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	/	1	瓶	755.14	755.14
206	*吡哌酸 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	/	1	瓶	457.34	457.34
207	*萘啶酸 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	/	1	瓶	595.61	595.61
208	*奥比沙星 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	/	1	瓶	1106.13	1106.13
209	*司帕沙星 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	/	1	瓶	723.25	723.25
210	*西诺沙星 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	/	1	瓶	1499.66	1499.66
211	* 盐酸环丙沙星-D8 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 10mg/瓶	/	1	瓶	3233.31	3233.31
212	*环丙沙星-D8-HCL 标准品	Dr	10mg/瓶	/	1	瓶	1510.86	1510.86
213	*达氟沙星-D3 标准品	Witega	10mg/瓶	/	1	瓶	2013.30	2013.30

214	*氘代盐酸恩诺沙星-D5 标准品	Witega	10mg/瓶	/	1	瓶	1391.86	1391.86
215	*沙拉沙星-D8 盐酸盐水合物 标准品	Witega	10mg/瓶	/	1	瓶	2013.30	2013.30
216	*氘代培氟沙星-D5 标准品	Witega	25mg/瓶	/	1	瓶	3437.88	3437.88
217	*洛美沙星盐酸盐-D5 标准品	Witega	10mg/瓶	/	1	瓶	1796.21	1796.21
218	*氧氟沙星 D3 盐酸盐 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 10mg/瓶	/	1	瓶	2755.02	2755.02
219	*莱克多巴胺盐酸盐 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	/	1	瓶	829.60	829.60
220	*氘代莱克多巴胺(d6) 标准品	TRC	1mg/瓶	/	1	瓶	1553.16	1553.16
221	*氯丙那林 标准品	Witega	50mg/瓶	/	1	瓶	2745.92	2745.92
222	*氯丙那林 标准品	Anpel	10mg/瓶(4℃保存)	/	1	瓶	732.88	732.88
223	*盐酸克伦特罗 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	/	1	瓶	1659.19	1659.19
224	*沙丁胺醇 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	/	1	瓶	3786.36	3786.36
225	*硫酸特布他林/特布他林半硫酸盐 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	/	1	瓶	670.06	670.06
226	*氢溴酸非诺特罗 标准品	Anpel	20mg/瓶	/	1	瓶	413.64	413.64
227	*塞曼特罗, 西马特罗 标准品	Witega	10mg/瓶	/	1	瓶	558.58	558.58
228	*盐酸克伦特罗-D9 标准品	Witega	10mg/瓶	/	1	瓶	1849.01	1849.01
229	*克伦特罗-D9 标准品	Dr	纯品型, 25mg	/	1	瓶	6284.83	6284.83
230	*盐酸喷布洛尔-D9 标准品	Witega	10mg	/	1	瓶	2982.21	2982.21
231	*盐酸氯丙那林 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 100MG	/	1	瓶	1299.94	1299.94
232	*西马特罗-D7 标准品	Witega	10mg/瓶	/	1	瓶	2626.18	2626.18
233	*AOZ 咪唑啉酮代谢物 标准品	Witega	10mg/瓶	/	1	瓶	752.81	752.81
234	*AOZ-D4 标准品	Witega	10mg/瓶	/	1	瓶	1748.97	1748.97
235	*AMOZ (咪唑啉酮代谢物标准品)	Dr	纯品型, 有证书, 50mg/瓶	/	1	瓶	2169.72	2169.72

236	*AMOZ(呋喃它酮代谢物) 标准品	Witega	10mg/瓶	/	1	瓶	540.27	540.27
237	*呋喃它酮代谢物 氧代物 AMOZ-D5 标准品	Witega	10mg/瓶	/	1	瓶	732.55	732.55
238	*SEM (呋喃西林 代谢物/氨基脲盐 酸盐) 标准品	Dr	纯品型, 有证 书, 0.1g/瓶	/	1	瓶	421.21	421.21
239	*AHD (呋喃妥因 代谢物) 标准品	Dr	纯品型, 有证 书, 0.1g/瓶	/	1	瓶	476.16	476.16
240	* AHD-13C3 标 准品	Witega	10mg/瓶	/	1	瓶	2765.3 0	2765.3 0
241	*孔雀石绿草酸盐 标准品	Dr	纯品型, 有证 书, 0.25g/瓶	/	1	瓶	283.86	283.86
242	*(办证) 无色(隐 性)孔雀石绿-D6 标准品	Dr	纯品型, 有证 书, 10mg/瓶	/	1	瓶	1785.6 0	1785.6 0
243	*(办证) 孔雀石绿 苦味酸盐-D5 标 准品	Dr	纯品型, 有证 书, 10mg	/	1	瓶	3126.3 0	3126.3 0
244	*孔雀石绿-D5 苦 味酸盐 标准品	Witega	10mg/瓶	/	1	瓶	1053.0 5	1053.0 5
245	*(+/-)-氯霉素 -D5(RING-D4, BENZYL-D1, 98%) 标准品		100 ug/mL 于乙 醇, 1.2 mL/瓶	/	1	瓶	1320.7 1	1320.7 1
246	*氟苯尼考(氟甲 砜霉素 /Florfenicol) 标准 品		纯品型, 有证 书, 0.25g/瓶	/	1	瓶	1209.0 3	1209.0 3
247	*伊维菌素 标准 品	Dr	纯品型, 有证 书, 0.1g/瓶	/	1	瓶	564.88	564.88
248	*甲砜霉素, 甲砜 氯霉素 标准品	Dr	纯品型, 有证 书, 0.1g/瓶	/	1	瓶	614.42	614.42
249	*红霉素 标准品	Dr	0.1g/瓶	/	1	瓶	320.50	320.50
250	*红霉素-13C,D3 标准品	TRC	1mL/支	/	1	支	2377.2 8	2377.2 8
251	*1-金刚烷胺 标 准品	Anpel	200mg	/	1	瓶	132.71	132.71
252	*四环素盐酸盐 标准品	Dr	纯品型, 有证 书, 0.25g/瓶	/	1	瓶	376.59	376.59
253	*唑乙醇 标准品	Dr	纯品型, 有证 书, 0.1g/瓶	/	1	瓶	1050.4 8	1050.4 8
254	*3-甲基喹啉-2- 羧酸(MQCA) 标 准品	Dr	10mg/瓶	/	1	瓶	2148.4 4	2148.4 4

255	*3-甲基喹啉-2-羧酸-D4(MQCA-D4) 标准品	Anpel	5mg/瓶	/	1	瓶	2360.18	2360.18
256	*三聚氰胺 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	/	1	瓶	257.66	257.66
257	玉米赤霉烯酮 标准品	o2si	1mL/支	/	1	支	616.33	616.33
258	脱氧雪腐镰刀菌烯醇 标准品	o2si	1mL/支	/	1	支	999.34	999.34
259	赭曲霉毒素 A 标准品	o2si	1mL/支	/	1	支	965.88	965.88
260	沙蚕毒素草酸盐 标准品	Dr	0.1g/瓶	/	1	瓶	704.38	704.38
261	黄曲霉毒素 B1 标准品	o2si	1mL/瓶	/	1	瓶	528.30	528.30
262	玉米全粉中黄曲霉毒素 B1 成分分析标准物质	中国计量院	100g/瓶	/	1	瓶	2763.40	2763.40
263	黄曲霉毒素 B1 (AFB1) - 2 ug/mL - 乙腈 - 1 mL 标准品	Romer	1 mL/瓶	/	1	瓶	1818.12	1818.12
264	玉米烯酮/玉米赤霉烯酮 标准品	TRC	10mg/瓶	/	1	瓶	613.20	613.20
265	脱氧雪腐镰刀菌烯醇 标准品	TRC	1mg/瓶	/	1	瓶	668.94	668.94
266	替米考星 (替米卡星) 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	/	1	瓶	906.54	906.54
267	噻唑酸(欧索林酸) 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶 (4℃保存)	/	1	瓶	531.11	531.11
268	过氧化苯甲酰 标准品	Anpel	200mg/瓶	/	1	瓶	224.41	224.41
269	己烯雌酚 标准品	Dr	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	/	1	瓶	327.04	327.04
合计: 195514.52 (大写: 壹拾玖万伍仟伍佰壹拾肆元伍角贰分)								

注: 1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。
3.本表行数可以按照项目分项情况增加。
4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的, 可以逐项另页描述。

供应商名称 (加盖公章): 上海安谱实验科技股份有限公司

日期: 2023年08月03日